



ЭКОНИКС

ЭКСПЕРТ

Региональный представитель

ГК «Орбиталь» (812) 920 55 23

sales@orbitalspb.ru

fisunova@orbitalspb.ru

www.orbitalspb.ru

Прайс-Лист на 2024г

Анализатор вольтамперометрический ЭКОТЕСТ-ВА

Без учета стоимости поверки

Оглавление

1.	ВОЛЬТАМЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР «ЭКОТЕСТ-ВА» (ВОЗМОЖНЫ ГИБКИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ).....	2
	Электрохимические модули с вращающимся дисковым электродом.....	2
	Автосамплер	4
	Электроды стационарные и дополнительные принадлежности	4
	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «ЭКОТЕСТ-ВА».....	4
	Комплексы для анализа тяжелых металлов.....	4
	Комплекс для измерения йода (МУК 4.1 1481-03).....	6
	Комплексы для измерения йода, тяжелых металлов, токсичных компонентов	6
	Комплекс для анализа селена по ГОСТ Р 52315-2005.....	8
	Комплекс для анализа метанола (диэтиленгликоля)	8
	Комплекс для анализа формальдегида (ацетальдегида).....	9
	Комплекс для анализа мышьяка	9
	Учебно-исследовательские комплексы для научных работников, практиков ВУЗов	9
	Универсальный комплекс «ЭКОТЕСТ-ВА».....	10
2.	МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА РИТМ-01.....	11

1. ВОЛЬТАМЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР «ЭКОТЕСТ-ВА» (Возможны гибкие комплектации)

№	Наименование	Назначение	Комплект поставки	Цена
1	Экотест-ВА (базовый)	Базовая комплектация с программным обеспечением. Предполагает дальнейшую комплектацию различными <u>электрохимическими модулями</u> : полярографическими электродами (стационарными, вращающимися) и электрохимическими датчиками.	<ul style="list-style-type: none"> • ИП, • ПО, • БП, • кабель ПК, • РЭ, МП, • описание программы 	140 000

Электрохимические модули с вращающимся дисковым электродом

№	Наименование	Назначение	Комплект поставки	Цена
1	ВДЭ Вращающийся дисковый электрод	<p>Высокоскоростной вращающийся дисковый электрод (ВДЭ) для работы под управлением комплекса «Экотест-ВА» в системах, требующих высокой скорости перемешивания, <i>без удаления растворенного кислорода</i>: для измерения тяжелых металлов и токсичных компонентов и др.</p> <p>Работает в комплекте со стандартными электродами сравнения типа ЭСр-10107, ЭСр 10108 и вспомогательными электродами ЭРП-102 (ЭПЛ-02).</p> <p>Скорости вращения: от 500 до 2000 об./мин.</p> <p>Дискретность: 100 об./мин</p> <p>Сменные наконечники (электроды) из различных материалов.</p> <p>Минимальный объем анализируемой пробы – 25 мл</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ВДЭ, • штатив держатель, • документация <p>БЕЗ РАБОЧЕГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ</p>	40 700

№	Наименование	Назначение	Комплект поставки	Цена
2	ВДЭ-У Вращающийся дисковый электрод с уплотнением	<p>Высокоскоростной вращающийся дисковый электрод с уплотнением (ВДЭ-У). <i>Конструкция обеспечивает возможность продува инертного газа через ячейку для устранения мешающего влияния растворенного кислорода.</i></p> <p>Предназначен для работы под управлением комплекса "Экотест-ВА" в среде инертного газа в системах, требующих высокой скорости перемешивания, например, для определения потенциалов полувольт и др. научных исследований.</p> <p>Работает в комплекте со стандартными электродами сравнения для водных сред (ЭСр-10107, ЭСр-10108), электродом сравнения для неводных сред ЭСН-2 и вспомогательными электродами (ЭРП-102 ЭПЛ-02).</p> <p>Скорости вращения: от 500 до 2000 об./мин.</p> <p>Дискретность: 100 об./мин</p> <p>Сменные наконечники (электроды) из различных материалов.</p> <p>Минимальный объем анализируемой пробы – 10 мл</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ВДЭ-У, • штатив держатель, • уплотнительные кольца - 2 комплект, • ячейка стеклянная 50 мл -2 шт., • документация. <p>БЕЗ ЭЛЕКТРОДОВ (рабочий, сравнение, вспомогательный – не входят в комплект поставки)</p>	54 700
3	Электрод ВА-УС	Рабочий углеситалловый для измерения тяжелых металлов и периодической поверки анализатора (ВДЭ, ЕМ)		11 400
4	Электрод ВА-С	Рабочий специальный для измерения ртути, мышьяка(ВДЭ, ЕМ)		12 000
5	Электрод ВА-05	Рабочий специальный для измерения потенциала полувольт (ВДЭ, ЕМ)		12 000
6	Электрод ЭРП-102	Электрод вспомогательный (с кабелем к Экотест-ВА)		9 800
7	Электрод ЭСр-10107	Электрод сравнения для водных сред (с кабелем к Экотест-ВА)		9 600
8	Электрод ЭСН-2	Электрод сравнения для неводных сред (Зайцева) для ВДЭ-У		19 000
9	Ключ электролитический	К электроду сравнения для водных сред (ЭСр-10107, ЭВЛ 1М4, ЭСр-10108)		1 150

Автосамплер

№	Наименование	Назначение	Комплект поставки	Цена
1	Автосамплер АС-2D	<p>Специальная приставка к анализатору «Экотест-ВА» для анализа большого числа проб (до 15 одновременно) и реализации электрохимических методик на «виртуальном» ртутном электроде «Зв1»</p> <p>Определяемые параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zn, • Cd, • Pb, • Cu, • Bi, • Mn, • Se и др. 	<ul style="list-style-type: none"> • Автосамплер, • кабель для связи с анализатором «Экотест-ВА», • Электрод углеситалловый комбинированный «Зв1» - 1 шт., • Стакан стеклянный (d=40 мм, h=70 мм) – 15 шт., • Мешалка магнитный во фторопластовой оболочке - 15 шт., • БП, • инструкция 	147 350

Электроды стационарные и дополнительные принадлежности

№	Наименование	Назначение	Цена
1	Электрод импрегнированный графитовый (йод)	рабочий для измерения йода	15 900
2	Электрод углеситалловый	рабочий для измерения тяжелых металлов и периодической поверки «Экотест-ВА»	15 900
3	Электрод висящей капли ЭВК	рабочий для измерения метанола, хрома, молибдена и др	18 300
4	Электрод комбинированный «З в 1»	Углеситалловый рабочий комбинированный с электродом сравнения и вспомогательным (углеситалловым)	18 300
5	Электрод ЭСр-10103/3.5 К80.7	Электрод сравнения	5 550
6	Электрод ЭРП-101 К80.7	Электрод вспомогательный	4 850
7	Магнитная мешалка РИТМ-01 (УММ (5В))	Управляемая от «Экотест-ВА» магнитная мешалка (5В) используется при измерении тяжелых металлов, йода, никеля, кобальта и др.	8 500
8	ЧАО	Реактив для измерения йода (2 г)	950
9	Концентрирующее патроны Диапак-ИДК+	для удаления меди при измерении цинка (Комплексы на тяжелые металлы) 1 упаковка/10 штук	9 900
10	ГСО	Стандарты для измерения	от 550

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «ЭКОТЕСТ-ВА»

Комплексы для анализа тяжелых металлов

№	Наименование	Назначение	Комплект поставки	Цена
1	Экотест-ВА тяжелые металлы Рекомендуется для учебных практикумов и лабораторий ВУЗов	Компактный приборный комплекс для определения цинка, кадмия, свинца, меди в питьевой, природной, сточной воде, пищевых продуктах, почвах.	<ul style="list-style-type: none"> • Экотест-ВА (базовый), • электрод рабочий углеситалловый – 1 шт., • электрод сравнения ЭСр-10103 (К80.7) – 1 шт., • электрод вспомогательный ЭРП-101 (К80.7) -1 шт., • Магнитная мешалка РИТМ-01 (УММ (5В), • штатив-держатель, • ГСО – 4 шт. («Цинк» - 1 шт., «Кадмий» - 1 шт., «Свинец» - 1 шт., «Медь» - 1 шт.), • методика (на выбор) - 1 шт. 	181 000
2	Экотест-ВА тяжелые металлы (ВДЭ) Для широкого круга пользователей: аккредитованных и исследовательских лабораторий, учебных практикумов ВУЗов	Современный лабораторный комплекс с вращающимся дисковым углеродным электродом (ВДЭ) для измерения тяжелых металлов и токсичных компонентов (цинк, кадмий, свинец, медь, висмут, никель, кобальт) в различных объектах.	<ul style="list-style-type: none"> • Экотест-ВА (базовый), • вращающийся дисковый электрод ВДЭ, • штатив- держатель, • электрод рабочий углеситалловый – 1 шт., • электрод сравнения к ВДЭ – 1 шт., • электрод вспомогательный к ВДЭ – 1 шт., • ГСО – 4 шт. («Цинк» - 1 шт., «Кадмий» - 1 шт., «Свинец» - 1 шт., «Медь» - 1 шт.), МВИ - 4 шт. (вода, почвы, пищевые продукты, воздух) 	217 750
3	Экотест-ВА ВДЭ	Компактный бюджетный комплекс с вращающимся дисковыми углеситалловым и специальным электродами для измерения тяжелых металлов и токсичных компонентов: <ul style="list-style-type: none"> • Zn, Cd, Pb, Cu, Bi, Ni, Co в питьевой, природной, сточной воде, пищевых продуктах, почвах; • Zn, Cd, Pb, Cu - в воздухе рабочей зоны; • As – в воде питьевой, природной, сточной, пищевых продуктах по ГОСТ 31628-2012, МУК 4.1.1510-03, в алкогольной продукции по ГОСТ Р51823-2001, • Fe – в алкогольной продукции ГОСТ Р51823-2001. 	<ul style="list-style-type: none"> • Экотест-ВА (базовый), • вращающийся дисковый электрод ВДЭ, • штатив-держатель, • электрод рабочий (2 вида по 1 шт.) – 2 шт., • электрод сравнения к ВДЭ – 1 шт., • электрод вспомогательный к ВДЭ – 1 шт., • ГСО – 5 шт. («Цинк» - 1 шт., «Кадмий» - 1 шт., «Свинец» - 1 шт., «Медь» - 1 шт., «Мышьяк» - 1 шт.), • МВИ – 4 шт. (вода, почвы, пищевые продукты, воздух), • практическое руководство (As) 	230 900

№	Наименование	Назначение	Комплект поставки	Цена
4	Роботизированный комплекс «Экспертиза-ВА-2D» Для большого числа анализов	Автоматизированный комплекс с приставкой на 15 мест для массового анализа проб на содержание Zn, Cd, Pb, Cu), определения Bi, Mn, Se и др.). <u>Объекты анализа:</u> (Zn, Cd, Pb, Cu, Bi, Mn) - воды различной природы, почвы, пищевые продукты Se - безалкогольные напитки, минеральная и питьевая вода по ГОСТ Р 52315 Специальное программное обеспечение в комплекте.	<ul style="list-style-type: none"> • Экотест-ВА (базовый), • автосамплер АС-1/2D на 15 образцов, • электрод углеситалловый комбинированный «Зв1» - 1 шт., • стакан стеклянный (d=40 мм, h=70 мм) – 15 шт., • Мешальник магнитный во фторопластовой оболочке - 15 шт., • ГСО «– 4 шт. («Цинк» - 1 шт., «Кадмий» - 1 шт., «Свинец» - 1 шт., «Медь» - 1 шт.), • МВИ - 3 шт. 	289 550

Комплекс для измерения йода (МУК 4.1 1481-03)

№	Наименование	Назначение	Комплект поставки	Цена
1	Экотест-ВА-йод	Специализированный комплекс для определения йода в пищевых продуктах, воде минеральной, напитках безалкогольных, добавках пищевых и БАД в соответствии с аттестованной МВИ и МУК 4.1 1481-03, ГОСТ31660-2012	<ul style="list-style-type: none"> • Экотест-ВА (базовый), • электрод стационарный рабочий - импрегнированный графитовый (I) – 1 шт., • электрод сравнения ЭСр-10103 К80.7 – 1 шт., • Ен-электрод ЭРП-101 К80.7 - 1 шт., • Магнитная мешалка РИТМ-01 (УММ (5В), • штатив-держатель, • реактив ЧАО – 1 шт., • ГСО «Йод» – 1 шт., • аттестованная МВИ 	180 300

Комплексы для измерения йода, тяжелых металлов, токсичных компонентов

№	Наименование	Назначение	Комплект поставки	Цена
1	Экотест-ВА-йод, токсичные компоненты (ВДЭ)	<p>Лабораторный комплекс для определения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • йода в пищевых продуктах, воде минеральной, напитках безалкогольных, добавках пищевых и БАД в соответствии с аттестованной МВИ и МУК 4.1 1481, ГОСТ31660-2012, • мышьяка – в воде питьевой, природной, сточной, пищевых продуктах по ГОСТ 31628-2012, МУК 4.1.1510, в алкогольной продукции по ГОСТ Р51823, • тяжелых металлов и токсичных компонентов (Zn, Cd, Pb, Cu, Bi, Ni, Co) в воде питьевой, природной, сточной, пищевых продуктах, почвах и др. 	<ul style="list-style-type: none"> • Экотест-ВА (базовый), • вращающийся дисковый электрод ВДЭ • электрод сравнения к ВДЭ – 1 шт., • электрод вспомогательный к ВДЭ – 1 шт.), • штатив-держатель, • электрод рабочий ВА-УС (углеситалловый) – 1 шт., • электрод ВА-С (специальный для As) – 1 шт., • электрод импрегнированный графитовый (йод) -1 шт., • электрод сравнения ЭСр-10103 К80.7 – 1 шт, • электрод вспомогательный ЭРП-101 К80.7 – 1 шт., • Магнитная мешалка РИТМ-01 (УММ (5В), • штатив – держатель электродов, • ГСО – 9 шт. («Цинк» - 1 шт., «Кадмий» - 1 шт., «Свинец» - 1 шт., «Медь» - 1 шт., «Висмут»- 1 шт., «Никель» - 1 шт., «Кобальт» - 1 шт., «Мышьяк» - 1 шт., «Йод» - 1 шт.), • реактив на йод (ЧАО) – 1 шт., • практическое руководство по измерению мышьяка, • методики – 5 шт.: • МВИ массовой концентрации меди, свинца, кадмия, цинка, висмута, марганца, никеля, кобальта в питьевых, минеральных, природных, морских и очищенных сточных водах методом ИВА • МВИ массовой концентрации меди, свинца, кадмия, цинка, висмута, марганца, никеля, кобальта в почвах, грунтах, донных отложениях и осадках сточных вод методом ИВА • МВИ массовой концентрации меди, свинца, кадмия, цинка, висмута, марганца в пищевых продуктах, сырье, комбикормах, сельхозпродукции методом ИВА • МВИ массовой концентрации меди, свинца, кадмия, цинка в воздухе рабочей зоны и выбросах промышленных предприятий методом ИВА • МВИ массовой концентрации йода в пищевых продуктах, продовольственном сырье, пищевых и биологически-активных добавках на вольтамперометрическом анализаторе «Экотест-ВА» 	264 250

№	Наименование	Назначение	Комплект поставки	Цена
2	Экотест-ВА-йод-тяжелые металлы (ВДЭ)	Лабораторный комплекс для определения: <ul style="list-style-type: none"> • йода в пищевых продуктах, воде минеральной, напитках безалкогольных, добавках пищевых и БАД в соответствии с аттестованной МВИ и МУК 4.1 1481-03, ГОСТ31660-2012, • тяжелых металлов и токсичных компонентов (Zn, Cd, Pb, Cu, Bi, Ni, Co) в воде, пищевых продуктах, почвах 	<ul style="list-style-type: none"> • Экотест-ВА (базовый), • вращающийся дисковый электрод ВДЭ, • электрод сравнения к ВДЭ – 1 шт., • электрод вспомогательный к ВДЭ – 1 шт, • штатив-держатель, • электрод рабочий углесталловый (тяжелые металлы) – 1 шт. , • электрод импрегнированный графитовый (йод) – 1 шт., • электрод сравнения ЭСр-10103 К80.7 – 1 шт., • электрод вспомогательный ЭРП-101 К80.7 – 1 шт., • Магнитная мешалка РИТМ-01 (УММ (5В), • ГСО – 5 шт. («Цинк» - 1 шт., «Кадмий» - 1 шт., «Свинец» - 1 шт., «Медь» - 1 шт., «Йод»- 1 шт.), • реактив на йод (ЧАО) – 1 шт., • МВИ - 1 шт. на выбор в зависимости от объекта анализа (воды, почвы, пищевые продукты, воздух рабочей зоны, МВИ йод 	250 050

Комплекс для анализа селена по ГОСТ Р 52315-2005

№	Наименование	Назначение	Комплект поставки	Цена
1	Экотест-ВА-Se	Комплекс со специальной приставкой и программным обеспечением для измерения селена в безалкогольных напитках и минеральной и питьевой воде по ГОСТ Р 52315.	<ul style="list-style-type: none"> • Экотест-ВА (базовый), • автосамплер АС-1/2D, • электрод углесталловый комбинированный «Зв1» - 1 шт., • стакан стеклянный (d=40 мм, h=70 мм) – 15 шт., • Мешальник магнитный во фторопластовой оболочке - 15 шт., • ПР по реализации ГОСТ 	287 350

Комплекс для анализа метанола (диэтиленгликоля)

№	Наименование	Назначение	Комплект поставки	Цена
1	Экотест-ВА-метанол (диэтиленгликоль)	Специализированный комплекс для анализа метанола (диэтиленгликоля) в сточных водах предприятий газовой промышленности	<ul style="list-style-type: none"> • Экотест-ВА (базовый), • Электрод рабочий - висящей ртутной капли – 1 шт., • Электрод сравнения ЭСр-10103 К80.7 – 1 шт., • Электрод вспомогательный ЭРП-101 К80.7 – 1 шт., • Магнитная мешалка РИТМ-01 (УММ (5В), штатив, • рН-метр «Эксперт-рН», • аттестованная МВИ 	226 900

Комплекс для анализа формальдегида (ацетальдегида)

№	Наименование	Назначение	Комплект поставки	Цена
1	Экотест-ВА-формальдегид (ацетальдегид)	Специализированный комплекс для анализа формальдегида и ацетальдегида в очищенных сточных водах	<ul style="list-style-type: none"> • Экотест-ВА (базовый), • Электрод рабочий - висящей ртутной капли – 1 шт., • Электрод сравнения ЭСр-10103 К80.7 – 1 шт., • Электрод вспомогательный ЭРП-101 К80.7 – 1 шт., • Магнитная мешалка РИТМ-01 (УММ (5В), штатив, • рН-метр «Эксперт-рН», • аттестованная МВИ 	226 900

Комплекс для анализа мышьяка

№	Наименование	Назначение	Комплект поставки	Цена
1	Экотест-ВА-As	Специализированный комплекс для измерения As в пищевых продуктах и продовольственном сырье, питьевой, природной и сточной воде	<ul style="list-style-type: none"> • Экотест-ВА (базовый), • вращающийся дисковый электрод (ВДЭ), • штатив держатель, • электрод рабочий (специальный для измерения As) – 1 шт., • электрод сравнения – 1 шт., • электрод вспомогательный – 1 шт., • ГСО (As), • практическое руководство по выполнению ГОСТ 31628-2012, МУК 4.1.1510-03 	212 800

Учебно-исследовательские комплексы для научных работников, практиков ВУЗов

№	Наименование	Назначение	Комплект поставки	Цена
1	Исследовательский комплекс «Экотест-ВА-НИР»	Изучение электрохимических реакций и процессов на вращающихся дисковых и стационарных рабочих электродах методами вольтамперометрии и полярографии. Вращающийся дисковый электрод ВДЭ-У с уплотнением, ячейка для продува инертного газа. Режимы работы: постоянноточковый, переменноточковый, инверсионный с предварительным накоплением, каталитический. Поляризирующее напряжение: -2...+2 В Скорость развертки потенциала: $10^{-3} \dots 10^3$ В/с Пределы измерения тока: 0,2 мкА, 2мкА, 20мкА, 200мкА, 2мА	<ul style="list-style-type: none"> • Экотест-ВА (базовый), • Электродная система: Вращающийся дисковый электрод (ВДЭ-У) с уплотнением, ячейка для продува инертного газа, сменные наконечники к ВЭД – 3 шт. (углеситалловый – 1 шт., специальные - 2 шт.), Стационарный рабочий электрод углеситалловый – 1 шт., Стационарный рабочий электрод импрегнированный графитовый 1 шт., Электрод сравнения к ВДЭ – 1 шт., Электрод сравнения ЭСр-10103 К80.7– 1 шт., Электрод вспомогательный к ВДЭ – 1 шт., Электрод вспомогательный ЭРП -101 К80.7– 1 шт. • Магнитная мешалка РИТМ-01 (УММ (5В), штатив-держатель электродов, МВИ (на выбор) – 1 шт., ГСО -5 шт. («Цинк» - 1 шт., «Кадмий» - 1 шт., «Свинец» - 1 шт., «Медь» - 1 шт., «Мышьяк» - 1 шт.), Патроны ДИАПАК-ИДК+ 	316 850
2	Автоматизированный стенд для определения потенциалов полувольт «Экотест-ВА» на вращающемся дисковом электроде ВДЭ-У с уплотнением.	<ul style="list-style-type: none"> • Определение потенциалов полувольт окисления и восстановления органических и неорганических соединений • Определение положения пиков окисления и восстановления методом циклических вольтамперограмм • Определение коэффициентов диффузии электроактивных форм 	<ul style="list-style-type: none"> • Экотест-ВА (базовый), • ПО «Экотест-ВА» с расширенным набором функций, • вращающийся дисковый электрод ВДЭ-У с уплотнением, • ячейка для продува инертного газа, • специальный рабочий электрод для определения потенциалов полувольт – 2 шт., • электрод сравнения - 2 шт. (для водных сред – 1 шт. и специализированный для неводных сред ЭСН-2 – 1 шт.), • электрод вспомогательный -1 шт., • практическое руководство по выполнению измерений (с примерами). 	268 900

Универсальный комплекс «ЭКОТЕСТ-ВА»

№	Наименование	Назначение	Комплект поставки	Цена
1	Универсальный комплекс Экотест-ВА	<p>Определяемые компоненты (цинк, кадмий, свинец, медь, висмут, никель, кобальт, йод, мышьяк, селен, марганец, метанол, диэтиленгликоль, ацетальдегид, формальдегид, (ртуть, хром, молибден)– в зависимости от объекта анализа.</p> <p><i>Для лабораторного анализа питьевой, природной сточной воды, пищевых продуктов, почв, воздуха рабочей зоны, научной работы.</i></p> <p><i>Различные электродные системы и ячейки, (в том числе, автосамплер), вспомогательное оборудование и реактивы.</i></p> <p><i>Наиболее полный комплект оборудования и методик.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Экотест-ВА (базовый), • датчик с вращающимся дисковым электродом с уплотнением ВДЭ-У • рабочий электрод – 2 шт., • электрод сравнения к ВДЭ– 1 шт., • электрод вспомогательный к ВДЭ– 1 шт., • электролитический ключ, • стеклянный стаканчик – 2 шт., • электрод импрегнированный графитовый – 1 шт., • электрод висящей капли – 1 шт., • электрод сравнения ЭСр 10103 К80.7– 1 шт., • электрод вспомогательный ЭРП 101 К80.7 – 1 шт., • Магнитная мешалка РИТМ-01 (УММ (5В), • штатив, • автосамплер (полный комплект), • ГСО - 10 шт., • реактив на иодид (ЧАО) – 1 шт., • патроны ДИАПАК-ИДК+, • методики, практические руководства 	455 450
			<p>рН-метр</p> <p>НЕОБХОДИМ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ МЕТАНОЛА</p>	45 700

2. МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА РИТМ-01

Магнитная мешалка РИТМ-01 предназначена для перемешивания жидкостей с небольшими показателями вязкости при заданной постоянной скорости вращения магнитного якоря.

Рабочая поверхность мешалки выполнена из химически стойкого полипропилена.

Мешалка комплектуется якорем¹ в виде цилиндрической ферритовой палочки размером 15X5 мм в полиэтиленовой оболочке.

Мешалка РИТМ-01 может быть использована как при подготовке проб к проведению анализов, так и непосредственно во время измерения.

- Эргономичный дизайн
- Надёжность и простота
- Регулируемая частота вращения
- Гарантия изготовителя 12 месяцев
- Режим эксплуатации – непрерывный, круглосуточный

¹ Возможно использование якорей из инертных материалов специализированной формы (поставляются по отдельному заказу)

Технические характеристики	
Напряжение питания, В	220
Номинальная частота сети, Гц	50
Диапазон скоростей вращения, об/мин	300-1500
Габаритные размеры, диаметр/высота, мм	125/50
Масса, кг	0,5
Корпус мешалки	Пластик «АВС»
Поверхность мешалки (химически стойкий материал)	Полипропилен
Объем перемешивания, тах, л	1
Условия эксплуатации	
Температура окружающего воздуха, °С	5 ... 40
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %	до 90
Атмосферное давление, кПа/мм рт.ст.	84,0 ... 106.7/ 630 ... 800
Комплект поставки	
Магнитная мешалка	1 шт.
Якорь	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Паспорт и руководство по эксплуатации	1 шт.
Упаковка	1 шт.

№	Наименование	Характеристики	Цена
1	РИТМ-01	Магнитная мешалка без подогрева, регулируемая скорость вращения. Работает от сети через адаптер питания.	7 100
2	РИТМ-01 (5В)	Универсальная мешалка. Работает как от сети через адаптер питания, так и управляется от анализаторов «Эксперт-001» и «Экотест-ВА»	8 500